



## お財布にもやさしく経済的

特殊な「空気混合方式」を採用することで、同じ水圧でも水の使用量を大幅に節約します。  
ストレート水流で約25%、ミスト水流では約60%の節水に成功しています。



## 肌水分量 約8%アップ


下のグラフはミラブル本体を使用した後の肌の水分量を測定。ミラブルを使用する前より最小でも8%以上アップしました。お湯が肌に浸透して潤いを与えることがわかりました。



水温25℃  
12名の被験者を対象に、ミラブルストレート水流、ミスト水流ともに、20秒間あてた後に拭上げた直後の肌水分量を測定。最少でも8%の肌水分量アップという結果となりました。

## 温浴効果

下のグラフは一般的なシャワーヘッドとミラブル本体を使用した後の肌の表面温度を測定。一般的なシャワーヘッドを使用した場合より平均3.6倍の温度上昇となりシャワーだけでも温まり易いことがわかりました。



水温 37℃ 室温 20℃  
吐出面より測定対象を30cm離して水流を30秒あてた後、表面温度を測定。12名の被験者平均値より、3.6倍の温度上昇の結果が得られました。

ミスト水流では温まりの効果は期待できません。

## オーナー登録

ご購入後、同梱されているミラブルオーナーズカード(下図)裏面のQRコードを使用しオーナー登録をお願いいたします。ご登録いただくことで、今後弊社より発信させていただく各種サービスをご利用頂けます。

※ご登録の際は、同梱のオーナーズカードと本体Noもしくは取扱書兼保証書記載のシリアルNOが必要になります。



## ミラブルプラスの取り付け方

ミラブル本体にトルネードスティックを取り付け、お使いのシャワーホースに取り付けるだけです。  
(別途アダプタやホースの交換が必要な場合もございます。)



「ミラブル」は2019年3月25日、ファインバブル産業会(FBIA)が管理するシャワーヘッド測定規格に基づくファインバブル製品の登録制度規格の認定第1号として登録されました。  
《ファインバブル技術利用製品/登録番号:RFS1902001》

## 製品仕様

### ウルトラファインミスト ミラブルプラス

本体外形	仕様
全長	約160mm(接続部除く)
全幅	約70mm(突起部含む)
ヘッド幅	吐水面:約φ55mm 操作部外形:約φ65mm
ヘッド角度	ハンドルを垂直に対し70度
重量	162g
持ち手	φ29mm
切の替え操作	無段階
接続	G1/2

吐水量	仕様
ストレート	7.5L/min 元圧0.15MPa
ストレート気泡量	マイクログリブル直径30μm程度約6000個/cc ※1
ミスト	3.5L/min 元圧0.15MPa ※2
ミスト気泡量	ウルトラファイン(グリブル)直径130nm程度約2000万個/cc ※1
使用給水圧	0.1~0.3MPa ※3

※1 気泡計測は画像解析式粒子計測による  
※2 ミスト使用時は少流量なため、給湯器が作動しない場合がございます  
※3 給水圧が高い場合はカラン側にて減圧してご使用ください

材質	仕様
本体	ポリカーボネート及びABS
ネジ及びパネ	ステンレス
パッキン	EPDM
全長	72mm
全幅	29mm
接続	G1/2
材質	ポリカーボネート及びABS
ろ材	垂直膜カルシウム
品質保証期限	製造日より2年 ※保管状況により異なります
交換目安	約3ヶ月 ※使用頻度、水質、使用条件により異なります

メーカー希望小売価格(ミラブルプラス) 本体価格:¥40,900(税別)

〈交換用トルネードスティック〉 本体価格:¥2,900(税別)

※上記のすべての製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

I feel  
Science

株式会社サイエンス

<https://i-feel-science.com/>



本社・大阪ショールーム

〒532-0011 大阪市淀川区西中島5-5-15 新大阪セントラルタワー北館5F  
TEL.06-6307-2400(代表) FAX.06-6307-2444

東京支店・札幌支店・東北支店・名古屋支店・広島支店・九州支店  
HDC神戸ショールーム・テクニカルラボ(大阪)

■販売代理店

(お問い合わせ先)

新星商事株式会社

〒531-0075

大阪府大阪市北区大淀南1-10-9

ビジレンビル5F

Tel:06-6453-0800

<http://www.shinseishoji.co.jp/>  
[info@shinseishoji.co.jp](mailto:info@shinseishoji.co.jp)